

# Orotol<sup>®</sup> plus

## Dezynfekcja systemu ssącego



Preparat Orotol<sup>®</sup> plus to skuteczny koncentrat do jednoczesnej dezynfekcji, odwaniania, czyszczenia i pielęgnacji systemów ssących oraz spłuwaczek stosowanych w gabinetach stomatologicznych, a także do wszelkiego rodzaju separatorów amalgamatu. Odpowiednio dobrane składniki dezynfekujące i czyszczące nie pienią się, dzięki czemu zapewniają dokładną pielęgnację wszystkich elementów, nie powodują ich uszkodzenia oraz są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

**Skład:** 100 g preparatu Orotol<sup>®</sup> plus zawiera: 8,8 g chlorku dwumetylo-dwuoktylo-amonowego 50 %, 1,2 g chlorku benzylo-dwumetylododecylo-amonowego 50 %, 5 - 15 g alkaliczne środki czyszczące, < 5 g związki powierzchniowo czynne, środki przeciwpieniące, substancje pomocnicze.

**Zakres działania:** Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy, grzybobójcze, ograniczone wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV<sup>1)</sup>, oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, norowirusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

**Zastosowanie:** Orotol<sup>®</sup> plus stosować w 2-procentowym tężeniu. Przykładową dawkę 20 ml Orotol<sup>®</sup> plus odmierzyć miarką znajdującą się w zamknięciu (zaznaczenie wskazuje objętość 20 ml), a następnie dopełnić zimną wodą do 1 litra i przeprowadzić płukanie za pomocą systemu pielęgnacji Oro-Cup. Czas działania wynosi zgodnie z VAH 5 minut, z bakteriami gruźlicy Tb 60 minut (patrz tabela w DE). W zależności od intensywności eksploatacji zaleca się czyszczenie oraz dezynfekcję aparatury ssącej preparatem Orotol<sup>®</sup> plus raz lub dwa razy dziennie przed przerwą obiadową oraz po zakończeniu wszystkich zabiegów. W przypadku czyszczenia aparatury raz dziennie, czynność wykonywać wieczorem, po zakończeniu przyjmowania pacjentów. W razie konieczności spłuwaczkę dodatkowo wyczyścić i zdezynfekować preparatem Orotol<sup>®</sup> plus. Dalsze wskazówki patrz także – informacja o produkcie w Internecie.

**Wskazówki:** Po zabiegach chirurgicznych przygotować zkanlkę zimnej wody i przepłukać aparaturę porcjami wody. Do aparatury ssącej i spłuwaczki nie wolno stosować żadnych środków pieniających.

Niebezpieczeństwo. Może powodować korozję metali. Powodu-

# Orotol<sup>®</sup> plus

## Dezynfekcja systemu ssącego

je poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/ pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

CE 0297