

# MD 530

## Środek do usuwania cementu i środek do czyszczenia protez



MD 530 jest specjalnym środkiem czyszczącym do usuwania zanieczyszczeń rozpuszczalnych w kwasach, takich jak cementów. Może być także stosowany uniwersalnie jako środek do czyszczenia protez dentystycznych. Środek MD 530 charakteryzuje się intensywnym działaniem czyszczącym oraz bardzo dobrymi właściwościami zapobiegającymi korozji. Środek MD 530 czyści bez problemu protezy, mosty, korony, szpatułki, szkło itp., a także usuwa cement, kamień nazębny, warstwy tlenków, osad papierosowy itp. Ponadto usuwa fragmenty rdzy oraz resztki topnika.

**Skład:** Środek MD 530 zawiera kwasy nieorganiczne (5 - 15 %), związki powierzchniowo czynne (< 1 %), substancje pomocnicze.

**Zastosowanie:** MD 530 należy stosować w postaci nierozcieńczonej w temperaturze pokojowej. Części przeznaczone do oczyszczenia zanurzyć w roztworze MD 530 i pozostawić na maksymalnie 10 minut. W przypadku stosowania urządzenia ultradźwiękowego nie wlewać roztworu bezpośrednio do wani-enki, lecz do osobnego, oddzielnie wkładanego naczynia. Zalecany czas działania ultradźwięków dla instrumentów ze stali szlachetnej wynosi od 2 do maks. 4 minut, dla innych elementów ze szkła, porcelany i tworzywa sztucznego do 10 minut. Po zakończeniu czyszczenia instrumenty wypłukać wodą i osuszyć. W razie potrzeby uzupełnić roztwór.

**Wskazówki:** Środek MD 530 stosować wyłącznie do czyszczenia instrumentów i przedmiotów ze stali odpornej na działanie kwasów, szkła, porcelany lub z tworzywa sztucznego. Nie zanurzać w roztworze MD 530 instrumentarium ogólnego i obrotowego, z wyjątkiem szpatulek i zatyczek. Środek MD 530 nie jest przeznaczony do czyszczenia metali lekkich i kolorowych ani stali niepowlekannej (np. wiertel, frezów, instrumentów do leczenia kanałowego).

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.