

Для получения четкой информации о безопасности и клинической эффективности (SSCP), пожалуйста, обратитесь к базе данных EUDAMED (https://ec.europa.eu/otools/eudamed) или свяжитесь с нами по адресу Regulatory.g@gc-gc dental

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (отрицательного) при использовании вышеназванного материала на территории Российской Федерации, может быть направлена уполномоченному представителю производителя в РФ: ООО «Кристалл Фарма»: e-mail: dental@kratway.ru, http://www.krystalpharma.ru

Внимание! В связи с изменением склад. д. 16, строение 60, комната 30, по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 16, строение 60, комната 30, 129262, с 1 мая 2025, г. 8 495 232-69-33.

Последняя редакция : 04/2023

Пред použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

GC Fuji™ IX GP FAST

RADIOOPÁKŤNY SKLOIONOMERNÝ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL V KAPŠULÁCH PRE VÝPLŇVE V LATERÁLNOU ÚSEKU

GC Fuji IX GP FAST je rýchlotvrdiaci verzia GC Fuji IX GP CAPSULE. Na použitie kon. zubným lekárom v indikáciach na použítie.

INDIKÁCIE PRE POŽÍTE

- Výplne I a II triedy v priekovom chróme.
- Nie príliš zaťažané zuby alebo I a II triedy státoho chrómu.
- Dobšie vyne pri výplni v báze pre silno zaťažané výplne I a II triedy za použitia sendvičovej techniky.
- Výplne V triedy a povrchu koreňa.
- Dostávky.

KONTRAIKÁCIE

- Priame prežitie pulpy.
- Nepoužívať tento produkt u pacientov so známu alergiu na skloionomerný výplňový materiál.

ZLOŽENIE

Prášok: Fluor-hinito-silikátové sklo, kyselina polyakrylová, pigment. Tekutina: Destilovaná voda, kyselina polyakrylová, kyselina karboxylová.

NAVOD NA POUŽITIE

Prášok/tekutina pomer (g/g)	Rýchle	Povodné
0,40 / 0,11	0,40 / 0,11	0,40 / 0,11
Čas miešania (sek.)	10"	10"
Čas začiatku vytvárania materiálu od premiesania	maximálne 10 sekund	
Pracovný čas (min., sek.)	1'15"	2'00"
Časť čas tuhnutia (min., sek.)	2'00"	2'20"
Začiatok konečného opracovania (37°C, po začatí miešania) (min., sek.)	3'00"	6'00"

Testovacie podmienky: Teplota (23±1 °C), Relatívna vlhkosť (50±5%)

ISO 9917-1 Sklopoliakomerný cement, Vypĺň.

1. PRIPRAVA KAVITY

- Zub pripravte pomocou štandardných techník. Nie je nutné zosilniť mechanickú retenciu. Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápny.
- Nanesie GC CAVITY CONDITIONER (10 sekund) alebo GC DENTIN CONDITIONER (20 sekund) na výžobné plochy za použitia vodného tampóna alebo spongie (obr. 1).

3. TECHNIKA VÝPLNE a) Zmiešano kapsulu akej vzamite iz miešania je pri vstavte v GC Capsule Applier. b) Nanesie do kapsuly, čo pripravte kapsulu (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od začiatka miešania pri 23°C (73,4°F). Više temperature skrášľuje delovni čas. c) U maximálne 10 sekundach po mešanju začiatku vytvárania medzinového pripravitku (Silka 5). d) Oblikaže začiatočné oblika, po potrebi upravite matricu. e) V prvich 3 minútach od začiatku miešania je potrebná posetebná skvba, da sa prepred kontaminácia z vlhagj az izuševet, že to ni možogé zagotoviti, takoj nanesie GC Fuji VARNISH (narhno špihaie) a GC Fuji Coat LC (velvetno polymeriziruje). Navodilo: 1) Za prilagoditve ustie liska priditve nastavek s kapsulo priamo v um obrnite loko kapsule. 2) Za odstranenie uprablene kapsule pritisnite na gumu za sprotivte. Kapsulo zavrtite in vi zovzdka: a) Ke poživate rotacny zmiesavaci pristroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy.

3. TECHNIKA VÝPLNE a) Zmiešano kapsulu akej vyberete z miešacieho pripravku a vložte do aplikátora GC Capsule Applier. b) Nanesie do kapsuly, čo pripravte kapsulu (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od začiatka miešania pri 23°C (73,4°F). Više teplota skrášľuje pracovný čas. c) V priebehu maximálne 10 sekund od premiesania začnete s vytváraním materiálu priamo do pripravenej kapsuly (obr. 6). d) Vytvárate obrýs a podľa je potreba umiestnite matricu. e) Počas prvých 3 minút od začiatku miešania treba obnoviť zvýšenú pozornosť tomu, aby nedošlo ku kontaminácii vlhkom alebo vysušeniu. V prípade, že toto nie je možné zaradiť, ihneď nanesie GC Fuji Varnish (okrajové) alebo GC Fuji Coat LG (výtvrdzujú svetlom). Poznámka: 1) Smer trychtiera nastavte tak, že aplikátor a kapsula smerujú smerom k sebe a očička tekom kapky. 2) Použitú kapsulu vyberiete stlačímim uvodňovacieho tlačidla na aplikátore. Kapsulu odtlačte a vyhladiť smerom nahor.

4. KONČNÁ ÚPRAVA a) S konečnou úpravou pod vodným sprejom s pomocou štandardných techník môžete začať polymizačné miešanie (obr. 7). b) Nanesie finálnu vrstvu G-COAT PLUS (vytvrdz svetlom po dobu 20 sek.) (obr. 8.) Alternatívne, aplikujte GC Fuji VARNISH (okrajové) alebo GC Fuji Coat LG (výtvrdzujú svetlom). Pozrite príslušnú izobrazku na použítie. c) Upravte povrch: Aplikátor GC CAPSULE APPLIER (1 kus).

- SHRANUVANIE Za optimálnu životnosť je pripravené strhávanie v hladnom i tennom prostredí (4-25°C / 39,2-77,0°F).

- BARVE A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 Čísia odtieňov podľa VITA® barvného škálu. Vše je rovnaké z odtieňov izkva VITA® Zehnfarb, Bad Säckingen, Nemecko.

- PAKOVANIE 1. Paket ene barve: 50 kapsula. 2. Asorti met: 50 kapsula/10 kusov A2, A3, A3.5, B2, B3. Poprvérvn vseh N i kapsle: 0,40 gr hu n O,11 (0,09ml), tekotina. Minimální neto volumen zmesaného cementa po kapsuli: 0,14 ml. Možnost: GC CAPSULE APPLIER (kos).

- MOŽORILLO 1. V prímerni zška materiala s kviti v usni votlini ali s kozo, ga takoj odstranite z gubo ali vodo namočeno v alkohol. Sperite z vodo. 2. U slučaju dodia sa očima, loko sperite z vodo in použítie pomoz zdravnika. 3. Osobna varovalna oprema kot so rokavice, obrabna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati. 4. V redni primeni lahko izdelki pri nekaterih ljudeh povzročijo pacoobčutljivostizvozdita. Vnitičkan, em primeru prekinite z uporabo izdelka in narpite. Nekateri proizvodni omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevtrni glede na GHS. Vedno se podrobje o navodilih za vamo uporabo na: https://www.gc-dental/europe

- SKLADOVANJE Pre zachovanie optimálnych vlastností, skladujte na chladnom a tmavomestie (4-25°C / 39,2-77,0°F).

- OTDENE A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 Čísia odtieňov podľa vzorníka VITA® Vše je rovnaké odtieňov izkva VITA® Zehnfarb, Bad Säckingen, Nemecko.

- BALENIE 1. Balenie s jedrnm odmerkanjem: 50 kapsul. 2. Všebov balenie: 50 kapsul / 10 kusov A2, A3, A3.5, B2, B3. Primerny obsh kapsul: 0,40 g prášku u 0,11 (0,09 ml) tekturly. Minimálny obsh zmiesčaného cementu v jedni kapsuli: 0,14 ml. Všebov balenie: Aplikátor GC CAPSULE APPLIER (1 kus).

- UPOZORENIE 1. Ak dójte ku styku pripravku s istou dutinou alebo s pokozkovo, okamžite ho odstráňte tampónom alebo vatou navlhčenou vodo. 2. Očistite vodu. 3. Vše by dolo ku styku pripravku s očami, okamžite vypláchnite liehom a vyhľadajte lekársku pomoc. 4. V očnejdrých prípadoch môže výrobok spôsobiť otlivost v niektorých očiach. Ak sa vysokýe takito reakcia, prerušite dotikovú výrobu a vyhľadajte lekára.

- Někateré výroby uvádzané v tomto návode na použitie, môžu by klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznamte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na stránkach: https://www.gc-dental/europe. Môžete ich tiež získať od svojo dodávateľa.

- Súhrn bezpečnosti a klinického účinku (SSCP) náleže v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/otools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.g@gc-gc dental

- Hlásenie nežiadúcich účinkov: Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo poškodenie tela, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušnú výplňové systém, zadáním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/otools/euroctors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme doleďost: vigilance@gc-gc dental.

- Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti liehu výrobku. Naposledy upravené: 04/2023

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo.

GC Fuji™ IX GP FAST

RADIOOPÁČNI POSTERIORNI STEKLASTO IONOMERNI RESTAVRATIVNI CEMENT V OBLIKU KAPSULE

GC Fuji IX GP FAST je hitro strdjavajoča verzija GC Fuji IX GP CAPSULE. Samo za strojno stomatološko uporabo v indikacijah za uporabo.

- INDIKACIJE ZA UPORABO 1. Restoracije I in II. vrzede pri mešnih zobeh. 2. Restoracije I in II. vrzede pri stalnih zobeh, ki niso obremenjene. 3. Vmesni restorativni in bazni materiali pri restoracijah I in II. vrzede, ki so lahko obremenjeni. 4. Restoracije v rzedah in na koreninskih površinah. 5. Izgradnja jreda.

- KONTRAIKACIJE 1. Direktna kritja pulpe. 2. Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na steklasto ionomerni restorativni cement.

SESTAVA Práh: Fluor-aluminij silikátno steklo, poliakrilna kislina, barvilo. Tekočina: Destilirana voda, poliakrilna kislina, karboksilna kislina.

NAVODILA ZA UPORABO

Fast	Original	
Razmerje práh / tekočina (g/g)	0,40 / 0,11	0,40 / 0,11
Čas mešanja (sekund)	10"	10"
Čas začetne ekstruzije po mešanju	Maksimalno 10 sekund	
Delovni čas (min., sek.)	1'15"	2'00"
Neto čas stjevanja (min., sek.)	2'00"	2'20"
Prilok čas za obdelavo (37°C, ko se restoracija strdi)(min., sek.)	3'00"	6'00"

Testni pogoji: temperatura (23±1 °C), relativna vlažnost (50±5%)

ISO 9917-1 Stekleni poliakrilomerni cement, Restoracija.

- PRIPRAVA KAVITETE a) Zub pripravite s pomočjo običajnih tehnik. Obesna mehanska retencija ni potrebna. Za zaščito pulpe uporabite kalcijske hidrokide. b) Nanesite GC CAVITY CONDITIONER(10 sekund) ali GC DENTIN CONDITIONER (20 sekund) na vezjavne površine s pomočjo vate krogiča ali gobice (Silka 1).

3. AKTIVACIJA KAPSULE IN MEŠANJE a) Pred aktivacijo potresite kapsulo ali udarite z nož po robu površino, da sproste práh (Silka 5). b) Da aktivirate kapsulo prti snite ba do konca v kapsulo, da je poravnán z obšjem kapsule in držite 2 min. (Silka 3).

4. KONČNA ÚPRAVA a) Zmiešano kapsulo akej vzamite iz miešanja je pri vstavte v GC Capsule Applier. b) Nanesie do kapsuly, čo pripravte kapsulo (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od začiatka miešania pri 23°C (73,4°F). Više temperature skrášľuje delovni čas. c) U maximálne 10 sekundach po mešanju začiatku vytvárania medzinového pripravitku (Silka 5). d) Oblikaže začiatočné oblika, po potrebi upravite matricu. e) V prvich 3 minútach od začiatku miešania je potrebná posetebná skvba, da se prepred kontaminácia z vlhagj az izuševet, že to ni možogé zagotoviti, takoj nanesie GC Fuji VARNISH (narhno špihaie) a GC Fuji Coat LC (velvetno polymeriziruje). Navodilo: 1) Za prilagoditve ustie liska priditve nastavek s kapsulo priamo v um obrnite loko kapsule. 2) Za odstranenie uprablene kapsule pritisnite na gumu za sprotivte. Kapsulo zavrtite in vi zovzdka: a) Ke poživate rotacny zmiesavaci pristroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy.

3. TECHNIKA VÝPLNE a) Zmiešano kapsulo akej vzamite iz miešanja je pri vstavte v GC Capsule Applier. b) Nanesie do kapsuly, čo pripravte kapsulo (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od začiatka miešania pri 23°C (73,4°F). Više temperature skrášľuje delovni čas. c) U maximálne 10 sekundach po mešanju začiatku vytvárania medzinového pripravitku (Silka 5). d) Oblikaže začiatočné oblika, po potrebi upravite matricu. e) V prvich 3 minútach od začiatku miešania je potrebná posetebná skvba, da se prepred kontaminácia z vlhagj az izuševet, že to ni možogé zagotoviti, takoj nanesie GC Fuji VARNISH (narhno špihaie) a GC Fuji Coat LC (velvetno polymeriziruje). Navodilo: 1) Za prilagoditve ustie liska priditve nastavek s kapsulo priamo v um obrnite loko kapsule. 2) Za odstranenie uprablene kapsule pritisnite na gumu za sprotivte. Kapsulo zavrtite in vi zovzdka: a) Ke poživate rotacny zmiesavaci pristroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy.

3. TECHNIKA VÝPLNE a) Zmiešano kapsulo akej vzamite iz miešanja je pri vstavte v GC Capsule Applier. b) Nanesie do kapsuly, čo pripravte kapsulo (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od začiatka miešania pri 23°C (73,4°F). Više temperature skrášľuje delovni čas. c) U maximálne 10 sekundach po mešanju začiatku vytvárania medzinového pripravitku (Silka 5). d) Oblikaže začiatočné oblika, po potrebi upravite matricu. e) V prvich 3 minútach od začiatku miešania je potrebná posetebná skvba, da se prepred kontaminácia z vlhagj az izuševet, že to ni možogé zagotoviti, takoj nanesie GC Fuji VARNISH (narhno špihaie) a GC Fuji Coat LC (velvetno polymeriziruje). Navodilo: 1) Za prilagoditve ustie liska priditve nastavek s kapsulo priamo v um obrnite loko kapsule. 2) Za odstranenie uprablene kapsule pritisnite na gumu za sprotivte. Kapsulo zavrtite in vi zovzdka: a) Ke poživate rotacny zmiesavaci pristroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy.

4. KONČNA ÚPRAVA a) S konečnou úpravou pod vodným sprejom in običajnými tehnikami lahko začnete priprilo 30 minút po začetu mešanja (Silka 7). b) Nanesie do kapsuly, čo pripravte kapsulo (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od začiatka miešania pri 23°C (73,4°F). Više temperature skrášľuje delovni čas. c) U maximálne 10 sekundach po mešanju začiatku vytvárania medzinového pripravitku (Silka 5). d) Oblikaže začiatočné oblika, po potrebi upravite matricu. e) V prvich 3 minútach od začiatku miešania je potrebná posetebná skvba, da se prepred kontaminácia z vlhagj az izuševet, že to ni možogé zagotoviti, takoj nanesie GC Fuji VARNISH (narhno špihaie) a GC Fuji Coat LC (velvetno polymeriziruje). Navodilo: 1) Za prilagoditve ustie liska priditve nastavek s kapsulo priamo v um obrnite loko kapsule. 2) Za odstranenie uprablene kapsule pritisnite na gumu za sprotivte. Kapsulo zavrtite in vi zovzdka: a) Ke poživate rotacny zmiesavaci pristroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy.

- SHRANUVANIE Za optimálnu životnosť je pripraveno strhávanje v hladnom i tennom prostredí (4-25°C / 39,2-77,0°F).

- BARVE A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 Čísia odtieňov podľa VITA® barvného škálu. Vše je rovnaké z odtieňov izkva VITA® Zehnfarb, Bad Säckingen, Nemecko.

- PAKOVANIE 1. Paket ene barve: 50 kapsula. 2. Asorti met: 50 kapsula/10 kusov A2, A3, A3.5, B2, B3. Poprvérvn vseh N i kapsle: 0,40 gr hu n O,11 (0,09ml), tekotina. Minimální neto volumen zmesaného cementa po kapsuli: 0,14 ml. Možnost: GC CAPSULE APPLIER (kos).

- MOŽORILLO 1. V prímerni zška materiala s kviti v usni votlini ali s kozo, ga takoj odstranite z gubo ali vodo namočeno v alkohol. Sperite z vodo. 2. U slučaju dodia sa očima, loko sperite z vodo in použítie pomoz zdravnika. 3. Osobna varovalna oprema kot so rokavice, obrabna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati. 4. V redni primeni lahko izdelki pri nekaterih ljudeh povzročijo pacoobčutljivostizvozdita. Vnitičkan, em primeru prekinite z uporabo izdelka in narpite. Nekateri proizvodni omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevtrni glede na GHS. Vedno se podrobje o navodilih za vamo uporabo na: https://www.gc-dental/europe

- SKLADOVANJE Pre zachovanie optimálnych vlastností, skladujte na chladnom a tmavomestie (4-25°C / 39,2-77,0°F).

- OTDENE A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 Čísia odtieňov podľa vzorníka VITA® Vše je rovnaké odtieňov izkva VITA® Zehnfarb, Bad Säckingen, Nemecko.

- BALENIE 1. Balenie s jedrnm odmerkanjem: 50 kapsul. 2. Všebov balenie: 50 kapsul / 10 kusov A2, A3, A3.5, B2, B3. Primerny obsh kapsul: 0,40 g prášku u 0,11 (0,09 ml) tekturly. Minimálny obsh zmiesčaného cementu v jedni kapsuli: 0,14 ml. Všebov balenie: Aplikátor GC CAPSULE APPLIER (1 kus).

- UPOZORENIE 1. Ak dójte ku styku pripravku s istou dutinou alebo s pokozkovo, okamžite ho odstráňte tampónom alebo vatou navlhčenou vodo. 2. Očistite vodu. 3. Vše by dolo ku styku pripravku s očami, okamžite vypláchnite liehom a vyhľadajte lekársku pomoc. 4. V očnejdrých prípadoch môže výrobok spôsobiť otlivost v niektorých očiach. Ak sa vysokýe takito reakcia, prerušite dotikovú výrobu a vyhľadajte lekára.

- Někateré výroby uvádzané v tomto návode na použitie, môžu by klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznamte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na stránkach: https://www.gc-dental/europe. Môžete ich tiež získať od svojo dodávateľa.

- Súhrn bezpečnosti a klinického účinku (SSCP) náleže v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/otools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.g@gc-gc dental

- Hlásenie nežiadúcich účinkov: Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo poškodenie tela, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušnú výplňové systém, zadáním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/otools/euroctors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme doleďost: vigilance@gc-gc dental.

- Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti liehu výrobku. Naposledy upravené: 04/2023

Pre uporabo raziljo prečitati uputstvo.

GC Fuji™ IX GP FAST

RENDGENSKI VIDLIV GLASJONOMER CEMENT ZA BOČNE ISPUNE U KAPSULAMA

GC Fuji IX GP FAST je brzo tvrdnjavajuća verzija GC Fuji IX GP CAPSULE. Samo za strojno stomatološku uporabu u indikacijama za uporabu.

- INDIKACIJE ZA UPOTREBU 1. Ispruni klase I II mešnih zuba. 2. Ispruni klase II II stalnih zuba koji ne nose opterećenje. 3. Između restoracija u bazni materijal za kavitete klase II II pod visokim opterećenjem kod višeslojne sendvič tehnike. 4. Ispruni klasi I površine korena. 5. Izgradnja usnica.

- KONTRAIKACIJE 1. Direktno prekrivanje pulpe. 2. Izbežavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim alergijama na upotrebljeni cement.

SASTAV Práh: Fluoro-alumino-silikatno staklo, poliakrilna kiselina, pigment. Tečnost: Destilovana voda, poliakrilna kiselina, karbonska kiselina.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Omnos práh / tečnost (g/g)	0,40 / 0,11	0,40 / 0,11
Vreme mešanja (sek.)	10"	10"
Vreme početka istiskivanja posle mešanja	Maks. 10 sek.	
Radno vreme (min., sek.)	1'15"	2'00"
Neto vreme strdjanja (min., sek.)	2'00"	2'20"
Vreme početka zavšne obrade (37°C, posle početka mešanja) (min., sek.)	3'00"	6'00"

Uslovi testiranja: temperatura (23+/- 1°C), Relativna vlažnost (50+/- 5%)

ISO 9917-1 Stakleni poliakrilomerni cement, Restoracija.

1. PREPARACIJA KAVITETA a) Zub pripreparati na uobičajen način. Vsezna mehanska retencija nije potrebna. Za zaštitu pulpe uporabite kalcijske hidrokide. b) Komadomc vate ili sušernom nameti na površine za zaštitu pulpe uporabite kalcijske hidrokide. c) Nanesite GC CAVITY CONDITIONER (10 sek.) ili GC DENTIN CONDITIONER (20 sek.) (silka 1).

3. AKTIVIRANJE KAPSULE I MEŠANJE a) Pre aktiviranja, protresti ili jednom stranom udariti o tvrdi površinu kako bi se oslobodio práh (silka 2). b) Za aktiviranje kapsule klip potpuno utisnuti u telo kapsule i držati utisnuto 2 sekunde (silka 3).

4. AKTIVIRANJE KAPSULE I MEŠANJE a) Pre aktiviranja, protresti ili jednom stranom udariti o tvrdi površinu kako bi se oslobodio práh (silka 2). b) Za aktiviranje kapsule klip potpuno utisnuti u telo kapsule i držati utisnuto 2 sekunde (silka 3).

5. ZAVRŠNA OBRADA a) Završna obrada standardnim tehnikama pod vodenim mlazom može započeti oko 3 minuta nakon početka mešanja (silka 7). b) Nanesite do kapsule, što pripravite kapsulu (Silka 5). Delovni čas je 1 minuta in 15 sekund od početka mešanja pri 23°C (73,4°F). Više temperature skrášľuje delovni čas. c) U maximálno 10 sekundach po mešanju začiatku vytvárania medzinového pripravitku (Silka 5). d) Oblikaže začiatočné oblika, po potrebi upravite matricu. e) Tokom prvá 3 minuta od početka mešanja posebno treba paziti na zaštitu pulpe, da se prepred kontaminácia z vlhagj az izuševet, že to ni možogé zagotoviti, takoj nanesie GC Fuji VARNISH (narhno špihaie) a GC Fuji Coat LC (velvetno polymeriziruje). Navodilo: 1) Za prilagoditve ustie liska priditve nastavek s kapsulo priamo v um obrnite loko kapsule. 2) Za odstranenie uprablene kapsule pritisnite na gumu za sprotivte. Kapsulo zavrtite in vi zovzdka: a) Ke poživate rotacny zmiesavaci pristroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy.

6. SHRANOVANIE Za optimálnu životnosť je pripraveno strhávanje v hladnom i tennom prostredí (4-25°C / 39,2-77,0°F).

- BARVE A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 Čísia odtieňov podľa VITA® barvného škálu. Vše je rovnaké z odtieňov izkva VITA® Zehnfarb, Bad Säckingen, Nemecko.

- PAKOVANIE 1. Pakovanje sa jednim brojem: 50 kapsula. 2. Sotirno pakovanje: 50 kapsula po 10 komada boje A2, A3, A3.5, B2, B3. Prosečan težina kapsule: 0,40 g práha i 0,11 (0,09 ml) tečnosti. Minimalni neto volumen zmesanog cementa po kapsuli: 0,14 ml. Možnost: GC CAPSULE APPLIER (1 komad).

- UPOZORENIE 1. Ak dójte ku styku pripravku s istou dutinou alebo s pokozkovo, okamžite ho odstráňte tampónom alebo vatou navlhčenou vodo. 2. Očistite vodu. 3. Vše by dolo ku styku pripravku s očami, okamžite vypláchnite liehom a vyhľadajte lekársku pomoc. 4. V očnejdrých prípadoch môže výrobok spôsobiť otlivost v niektorých očiach. Ak sa vysokýe takito reakcia, prerušite dotikovú výrobu a vyhľadajte lekára.

- Někateré výroby uvádzané v tomto návode na použitie, môžu by klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznamte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na stránkach: https://www.gc-dental/europe. Môžete ich tiež získať od svojo dodávateľa.

- Súhrn bezpečnosti a klinického účinku (SSCP) náleže v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/otools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.g@gc-gc dental

- Hlásenie nežiadúcich účinkov: Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo poškodenie tela, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušnú výplňové systém, zadáním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/otools/euroctors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme doleďost: vigilance@gc-gc dental.

- Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti liehu výrobku. Naposledy upravené: 04/2023

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію за використанням.

GC Fuji™ IX GP FAST

РЕНТГЕНКОНТРАСТНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СКЛОІОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ЖУВІЛЬНИХ ЗУБІВ ІН КАПСУЛАХ

GC Fuji IX GP FAST – це версія GC Fuji IX GP CAPSULE з прикорменим контрастом. Лише для машинного стоматологічного реставрації в виглядах за показаннями до застосування.

- ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ 1. Реставрації порожнин I та II класу молочних зубів. 2. Реставрації ненавантажених порожнин II та II класу постійних зубів. 3. Навантажені реставрації та кавітати класу II II під високим оптереченням код вішеслоїної sendvič техніка. 4. Реставрації класу I в поверхні кореня. 5. Побудова усниці.

- ПРОТИКАЗАННЯ 1. Прямє перекриття пульпи. 2. Избежувати употребу цього матеріалу для пацієнтів з алергією на реставраційний склоіономерний цемент.

СКИДП Порошок: Фторалюмосилікатне скло, поліакрилова кислота, пігмент. Рідина: Дистильована вода, поліакрилова кислота, карбонова кислота.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Присковений Значєний		
Співвідношення порошок / рідина (г/г)	0,40 / 0,11	0,40 / 0,11
Час змішування (сек.)	10"	10"
Час початку виділення після змішування	Максимум 10 секунд	
Робочий час (хв., сек.)	1'15"	2'00"
Повний час твердіння (хв., сек.)		